



# DRENAGEM DE FERIDAS

# MELHOR ESCOLHA PARA CUIDADOS

A Hospiline é uma empresa nacional, que importa, distribui e comercializa materiais médico-hospitalares. Possuímos em nosso portfólio produtos de marcas conceituadas, originárias de renomados fabricantes, os quais são solidários com nossa política de qualidade, responsabilidade e ética.


Buscamos incessantemente a excelência no desenvolvimento de nossas atividades, aderentes às melhores práticas de comercialização, distribuição, armazenagem e preservação do meio ambiente.

Nossa logística de distribuição em todo território nacional permite rapidez e agilidade no atendimento de pedidos.

A Hospiline é sinônimo de excelência na qualidade dos produtos, na segurança, confiança e satisfação de médicos e pacientes. **Melhor escolha para cuidados!**

## 100% Silicone Grau Cirúrgico

# DRENAGEM DE FERIDAS





<b>Reservatórios</b>	<b>4</b>
<b>Drenos Canaletados</b>	<b>5</b>
<b>Drenos Perfurados</b>	<b>6</b>

## RESERVATÓRIOS PARA DRENAGEM DE FERIDAS



- Disponíveis para drenagem única e dupla.
- Válvula antirrefluxo inibe o retorno do fluido drenado na cavidade, evitando contaminação por bactérias.
- Saída para descarte com tampa tipo rosca propiciando vedação hermética e não abertura acidental
- Um clipe fácil é fornecido para prender à vestimenta, cama, cadeira de rodas ou suporte IV permitindo mobilidade sem tração do dreno.
- O design de baixo vácuo fornece sucção suave contínua e minimiza o trauma do tecido.
- Tamanhos disponíveis: 100ml, 150ml, 200ml, 400ml, com saída superior ou inferior.
- Embalagem estéril dupla, ISO 11607-1:2019.
- Em conformidade com o requisito de biocompatibilidade conforme ISO10993-1, 10993-5, 10993-10, 10993-18.

Reservatórios	Código	Volume	Entrada	Tipo	Observação
 <b>Saída Superior</b>	<b>CW-69100</b>	100ml	Única	Bulbo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válvula Anti-Refluxo</li> <li>• Saída Superior</li> <li>• Graduado</li> </ul>
	<b>CW-69203</b>	150ml	Única	Bulbo	
	<b>CW-69303</b>	200ml	Dupla	Bulbo	
	<b>CW-69402</b>	400ml	Dupla	Retangular	
	<b>CW-69404</b>	400ml	Dupla	Bulbo	

## DRENOS CANALETADOS



- Maior eficácia de drenagem permite o uso de drenos de tamanho menor
- 4 canais de fluxo livre fornecem drenagem superior.
- Eficácia radiopaca.
- Marcas indicativas tornam a colocação do dreno rápida e fácil
- Embalagem estéril dupla, ISO 11607-1:2019.



Drenos Canaletados - Redondo com Trocarte

Categoria	Código	Tipo	Tamanho	Conector	Trocarte	Observação	
 <p>Único Lumen</p>	CD-64501	Redondo	10 FR		1/8"		
	CD-64502	Redondo	10 FR				
	CD-64511	Redondo	15 FR		3/16"		
	CD-64513	Redondo	15 FR		<b>FLEXÍVEL</b>		
	CD-64512	Redondo	15 FR				
	CD-64521	Redondo	19 FR		1/4"		
	CD-64523	Redondo	19 FR		<b>FLEXÍVEL</b>		
	CD-64522	Redondo	19 FR				
	CD-64525	Redondo	21 FR				
	CD-64524	Redondo	24 FR				
	CD-64527	Redondo	27 FR				
 <p>Duplo Lumen</p>	CD-64101	Plano	10 mm		3/16"	3/4 Canaletado	
	CD-64103	Plano	10 mm				3/4 Canaletado
	CD-64102	Plano	10 mm			3/16"	Totalmente Canaletado
	CD-64104	Plano	10 mm				Totalmente Canaletado



## DRENOS PERFURADOS



- O tubo perfurado assimétrico reduz a invaginação do tecido.
- Eficácia radiopaca.
- O ponto indicado torna a colocação do dreno rápida e fácil
- 4mm é a melhor escolha para cirurgia plástica mini-invasiva.
- Embalagem estéril dupla, ISO 11607-1:2019.



Drenos Perfurados - Redondo com Trocarte



Drenos Perfurados - Plano com Trocarte

Categoria	Código	Tipo	Tamanho	Conector	Trocarte	Perfuração
	CD-64661	Redondo	10 FR		1/8"	Multiperfurado
	CD-64662	Redondo	10 FR			Multiperfurado
	CD-64761	Redondo	15 FR		3/16"	Multiperfurado
	CD-64762	Redondo	15 FR			Multiperfurado
	CD-64961	Redondo	19 FR		1/4"	Multiperfurado
	CD-64962	Redondo	19 FR			Multiperfurado
	CD-64972	Redondo	21 FR			Multiperfurado
	CD-64982	Redondo	24 FR			Multiperfurado
<p>4/4 Perfuração Total</p>	CD-64032	Plano	4 mm			Perfuração Total
	CD-64033	Plano	4 mm		1/8"	Perfuração Total
	CD-64053	Plano	7 mm		3/16"	Perfuração Total
	CD-64052	Plano	7 mm			Perfuração Total
	CD-64253	Plano	10 mm		3/16"	Perfuração Total
	CD-64252	Plano	10 mm			Perfuração Total
	CD-64453	Plano	13 mm		3/16"	Perfuração Total
	CD-64452	Plano	13 mm			Perfuração Total



---

Site: [www.hospiline.com.br](http://www.hospiline.com.br)  
e-mail: [hospiline@hospiline.com.br](mailto:hospiline@hospiline.com.br)  
Tel.: (11) 4226.0666  
WhatsApp: (11) 99732.5953

---